

TIK ALERT – test na boreliozę



cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	LabHome
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Test na boreliozę apteka

Profesjonalny, test domowego użytku wykonywany z krwi, która uzyskuje się poprzez nakłucie palca. Wykonanie testu oraz odczytanie wyniku jest szybkie i proste, zajmuje kilka minut.

Działanie - co wykrywa test?

Test wykrywa przeciwciała klasy IgM, pojawiają się w pierwszej fazie infekcji. Jeżeli ukąszył Cię kleszczonek, odczekaj co najmniej 2 tygodnie przed wykonaniem badania, tyle czasu potrzebuje Twój organizm, aby wyprodukować przeciwciała IgM - które krążą w krwi nawet do kilkunastu miesięcy.

Ukąszenia kleszcza mogą wywołać wiele niebezpiecznych dla zdrowia chorób, takich jak borelioza, anaplazmoza, bartoneloza, babeszjoza, tularemia czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Pozytywny wynik testu TIK' ALERT potwierdza obecność przeciwciał IgM przeciwko boreliozie - w takim wypadku niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

Wskazania - dla kogo dedykowane jest badanie?

- aktywnie spędzasz czas na łonie natury
- zauważyłeś ukąszenie kleszcza (nawet mały kleszczonek może przenosić bakterie)
- masz wczesne objawy infekcji m.in. objawy grypopodobne, gorączka, dreszcze, bóle stawowe

Kiedy kupić domowy test na boreliozę w aptece?

- w przypadku ukąszenia kleszcza,
- profilaktycznie, po okresie wiosenno-letnim,
- gdy zauważasz objawy boreliozy i podejrzewasz jej rozwój.

Zawartość zestawu

- profesjonalny nakłuwacz, za pomocą którego szybko uzyskasz krople krwi
- saszetka z płytka testowa oraz pipeta, do której pobiera się krew
- rozcieńczalnik (diluent)
- instrukcja wykonania testu

Test TIK'ALERT jest stosowany w również przez profesjonalistów (szybka przesiewowa diagnostyka szpitalna oraz laboratoryjna).

ZBADAJ SIĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

Jak wykonać test w warunkach domowych?

1. Rozerwij aluminiową saszetkę, następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę do pobierania krwi, a następnie wyrzuć saszetkę z pochłaniaczem wilgoci.
1. Przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddzieli się od nakłuwacza i wykonaj jeszcze 2-3 obroty, aby zdjąć szarą nakrętkę.
1. Naciśnij przycisk wysuwający lancet i za pomocą nakłuwacza pozyskaj kroplę krwi. Wcześniej pomasuj wybrany opuszek palca, aby zwiększyć ukrwienie. Pobierz krew do pipety, przykładając jej koniec do kropli krwi. Po osiągnięciu linii wyznaczonej na pipecie przenieś krew do dołka testowego na płytce testowej poprzez ściśnięcie wybrzuszenia pipety.
1. Dodaj diluent do krwi uzyskanej poprzez nakłucia palca w odpowiedniej ilości zgodnie z instrukcją.
1. Odczytaj wynik po 10 min. Należy pamiętać, że wynik jest niewiarygodny po dłuższym oczekiwaniu, niż wskazano w instrukcji.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.