

APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO, MATA 6.8 AG

cena: 370,00 PLN



Opis słownikowy

Producent	Aplimedica
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Charakterystyczną właściwością **aplikatora wieloigłowego Lyapko „Mata” 6,8** jest duża powierzchnia oddziaływania, dzięki czemu posiada ona podwyższoną efektywność terapeutyczną.

ZASTOSOWANIE

Jest to jedna z największych mat rehabilitacyjnych dr Lyapko. Dlatego stosujemy ją najczęściej do zabiegów na dużych powierzchniach ciała – na plecach lub brzuchu. Zabiegi, które wykonujemy z wykorzystaniem tak dużej maty są zabiegami kompleksowymi. Charakteryzuje je bardzo wysoka efektywność w terapii chorób oraz uszkodzeń aparatu ruchowego. Przy pomocy Maty 6,8 możemy wykonywać zabiegi w przypadku występowania objawów rwy (kulszowej, barkowej, udowej), dyskopatii, wypuklin i przepuklin krążka międzykręgowego, zmian zwyrodnieniowych, stanów pourazowych, mięśniobóli, skrzywień kręgosłupa i wiele innych schorzeń.

Aplikator – Matę 6,8 Lyapko można też stosować jako dywanik pod nogi. W pozycji siedzącej możemy wykonywać zabiegi refleksologiczne na stopy. Tego typu zabiegi wpływają na poprawę funkcjonowanie narządów i układów wewnętrznych oraz świetnie pobudzają krążenie krwi.

Mata sprawdza się doskonale w profilaktyce i w kompleksowej terapii chorób układu trawienia – przy zaparciach, kolce, dyskinezie dróg żółciowych czy otyłości. W takim przypadkach możemy kłaść się brzuchem na macie lub układać ją na brzuchu w pozycji leżenia na plecach.

Aplikator Lyapko „Mata” 6,8 dzięki swym ogromnym możliwościom terapeutycznym i rehabilitacyjnym kwalifikuje się w czołówce wszystkich aplikatorów-mat.

Ważnym jest aby pod czas zabiegu poprawnie układać się na Macie. Przy poprawnym ułożeniu się na macie względne – niewygodne odczucia pierwszych kilku minut przechodzą w odczucia przyjemnego ciepła. Możemy odczuwać wibracje lub pulsowanie. A sam zabieg często kończy się pełnowartościowym zdrowym snem. W celu poprawnego ułożenia się na aplikatorze, zalecane jest aby w miejscach gdzie występują zgnięcia kręgosłupa (odcinek szyjny i lędźwiowy) pod matę ułożyć zwinięty w rolkę ręcznik frotowy lub niedużą poduszczkę.

Przy dyskomforcie odczuwalnym w przeciągu 10-15 minut, aplikator należy stosować ponownie dopiero w dniu następnym. Przyczynami odczuć dyskomfortu mogą być: nieprawidłowe ułożenie aplikatora, tzn. nierównomierność obciążenia na igły.

Czas zabiegu, czyli czas oddziaływania na skórę aplikatora (leżenia na nim), ma ścisły związek z otrzymaniem pożądanego efektu terapeutycznego:

- w celu tonizowania, znieczulenia ostrych bólów, zwiększenia wydolności organizmu, podniesienia ciśnienia tętniczego – ok. 7-10

minut;

- w celu rozluźnienia, usunięcia długotrwałych chronicznych bólów, obniżenia ciśnienia tętniczego, efektu relaksacyjnego i

usypiającego – ok. 15-30 minut i dłużej.

Każdy człowiek posiada inną wrażliwość skóry, dlatego czas oddziaływania aplikatorem dla każdej z osób będzie różny. Wyznacznikiem momentu zakończenia zabiegu będzie przenikające ciepło w miejscu aplikacji oraz pojawiające się stopniowo odczucie dyskomfortu. Niektóre osoby mogą wykonywać zabieg nawet w przeciągu 2 godzin.

Czas terapii – to 1-2 tygodnie. Można ją powtórzyć po upływie 10-14 dni. W praktyce stosując codziennie aplikator w przeciągu kilku miesięcy, można liczyć na trwałą poprawę samopoczucia, usunięcia chronicznych bólów, obniżenie wagi, podwyższenie życiowego wigoru i wydolności organizmu.

wymiary 240×470 mm

odstęp między igłami 6,8 mm

ilość igieł 2788

skład igieł żelazo, miedź, nikiel, cynk, srebro

podstawa guma medyczna

okres gwarancji 12 miesięcy

Producent:

Aplimedica Spółka Cywilna

ul. Mała Góra 71,

30-864 Kraków