

BAŃKI AKUPUNKTUROWE GUMOWE JIAN SHEN*4

cena: 29,99 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	MERIDIAN
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

BAŃKI AKUPUNKTUROWE GUMOWE JIAN SHEN*4

Bańki gumowe 8 sztuk oraz instrukcja.

Bezoogniowe, gumowe bańki chińskie to bezpieczniejsza odpowiedź dla tradycyjnej formy szklanych baniek.

SPOSÓB UŻYCIA:

Gumowe bańki w przeciwieństwie do ich szklanych poprzedniczek nie potrzebują zastosowania ognia (wzrost bezpieczeństwa stosowania). W celu przystawienia gumowej bańki należy chwycić ją oburącz, palcami wskazującymi i środkowymi na dolnej krawędzi, kciukami naciskając na górną część bańki. W ten sposób wyciskane zostaje powietrze z bańki. Wewnątrz, dzięki naciskowi, tworzy się wyższe lub niższe ciśnienie zasysania. Bańki stawia się na plecach, symetrycznie w odpowiednich punktach akupunkturuowych. Aby usunąć bańkę należy nacisnąć skórę tuż przy jej krawędzi w celu upuszczenia powietrza.

Bańki są bezpieczne w użytkowaniu, nie wywołują reakcji alergicznych. Po zastosowaniu należy je zdezynfekować.

Bańki stawiane są na powierzchni skóry w punktach akupunkturuowych określonych w załączonej broszurze. Dla każdej z chorób znajduje się po kilka takich punktów. Bańki stawia się na wszystkich punktach symetrycznie po obu stronach ciała. W zestawie znajdują się tylko 4 bańki, dlatego też przystawia się je kolejno w podanych punktach lub stosuje kilka zestawów baniek.

Aby przystawić bańkę, należy ją chwycić oburącz trzymając palcami wskazującymi i środkowymi za dolną krawędź bańki, natomiast kciukami naciskając na jej szczyt. Ściskając bańkę w ten sposób wyciska się powietrze z jej wnętrza. Następnie lekko przyciskając do wybranego miejsca na ciele należy cofnąć palce z krawędzi bańki i zwolnić nasady kciuków. W zależności od stopnia naciśnięcia uzyskuje się wyższe lub niższe ciśnienie zasysania. Wyższe ciśnienie zasysania stosuje się u dorosłych na miejscach dobrze

umięśnionych; niższe ciśnienie natomiast u dzieci oraz miejscach słabo umięśnionych i wrażliwych np. skronie, twarz. Duże bańki stawia się na stawach i powierzchniach silnie umięśnionych, mniejsze w punktach wrażliwych oraz u dzieci.

Zawartość opakowania:

Opakowanie zawiera: bańkę dużą (101 x 81 mm), 1 szt., bańkę średnią większą (83 x 60 mm), 1 szt., bańkę średnią mniejszą (64 x 46 mm), 1 szt., bańkę małą (41 x 30 mm), 1 szt., instrukcję obsługi, 1 szt., broszurę dla klienta, 1 szt.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do zabiegu stawiania baniek obejmują następujące stany chorobowe: miesiączka, ciąża, stany gorączkowe, zaburzenia krzepnięcia krwi, rozległe zmiany zapalenia skóry, stwardnienie rozsiane, stany ogólnego wyniszczenia, nadciśnienie tętnicze powyżej 200 mm Hg (skurczowe). W przypadku wylewów podskórnych i obrzeków spowodowanych stłuczeniem lub skręceniem nie stosować baniek przed upływem 24 godzin od urazu oraz nie stosować na uszkodzoną skórę, a w szczególności na otwarte rany,

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.