

Fibrocontrol, zestaw do usuwania włókniaków

cena: 49,99 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Postać	plaster
Producent	Unigroup ApS
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Fibrocontrol to wyrób medyczny przeznaczony jest dla osób dorosłych do samodzielnego użycia w celu bezpiecznego i bezbolesnego usuwania włókniaków na szyi, pod pachami i obszarze pod piersiami.

Efekt widoczny już po 6 dniach.

Wskazania do stosowania:

średnica włókniaka wynosi maksymalnie 3 mm i maksymalnie 5 mm wysokości, włókniak jest koloru skóry, nie krwawi.

Bezpieczny do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Sposób użycia:

Przed aplikacją należy oczyścić obszar skóry, na którym znajduje się zmiana.

Wyjąć aplikator z opakowania.

Dopasować 2 wgłębienia fioletowej części podstawy aplikatora do 2 strzałek znajdujących się na plastrze.

Docisnąć białą górę w taki sposób, by aplikator przecisnął się przez środek plastra.

Odciągnąć aplikator, aby wyjąć plaster z nośnika.

Umieścić plaster na podstawie włókniaka jedną nogą aplikatora po każdej stronie włókniaka. Należy uważać, by nie dotykać w tym czasie białej, górnej części aplikatora.

Nałożyć urządzenie na skórę, naciskając fioletową część aplikatora. Nacisnąć i przytrzymać około 5 sekund. Plaster automatycznie zostanie zablokowany w miejscu na włókniaku.

Odsunąć aplikator.

Usunąć papierową wkładkę pociągając za kłapkę. Zgiąć osłonkę na włókniaku i docisnąć powierzchnię osłonki plastra, aby upewnić się, że klej dobrze przylega do skóry.

Pozostawić plaster na 6 dni.

Składniki:

Nośnik: poliester i kauczuk syntetyczny, Dysk: polioksymetylen (POM), Plaster: poliester i akrylat.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie należy stosować produktu do usuwania włókniaków znajdujących się na powiekach bądź w pobliżu gałki ocznej oraz jeżeli włókniak nie ma koloru skóry, nie mieści się w średnicy aplikatora lub krwawi.

Jeśli pacjent cierpi na nowotwór skóry, hemofilię lub jeśli włókniak wykazuje oznaki choroby skóry bądź infekcji - przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i wilgoci, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Uwagi i środki ostrożności:

Podczas korzystania z plastra można brać prysznic. Nie należy jednak go długo namaczać ani w nim pływać.

Nie należy drapać, pocierać ani zrywać plastra.

Nie zaleca się stosowania w okolicy umiejscowienia plastra wyrobów takich jak: mydła, szampony, produkty do włosów, balsamy, kremy ani tłuste substancje, gdyż może to spowodować przedwczesne odklejenie się plastra.

Jeżeli plaster odklei się podczas zalecanego okresu użycia (6 dni) nie należy przyklejać ponownie kolejnego plastra. Zamiast tego, należy przykleić na włókniaka plaster samoprzylepny i odczekać 10 dni celem sprawdzenia czy zabieg się powiodł. Jeżeli do tego nie doszło, po 10 dniach wyrób można zaaplikować kolejny raz.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:

Po usunięciu wyrobu może wystąpić niewielkie krwawienie.

Zawartość opakowania:

1 aplikator,

3 plastry do usuwania włókniaków (każdy do usuwania jednego włókniaka).

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wytwórca:

Unigroup ApS,
Dimplovej 373,
DK-2800 Lyngby, Dania

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31,
01-918 Warszawa