

NuSkin ageLOC WellSpa iO Essential System



cena: 2 700,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	kosmetyk
Producent	NuSkin
Wysyłka	5-7 dni

Opis produktu

NuSkin ageLOC WellSpa iO Essential System

Marzysz o rewitalizacji wyglądu skóry dla większej pewności siebie, odnowie i poprawie swojego ogólnego dobrostanu, a może o odrobinie relaksu po treningu lub długim dniu? Wejź na wyższy poziom pielęgnacji i wellness dzięki możliwościom systemu ageLOC WellSpa iO.

Ten ekskluzywny system wykorzystuje produkty kosmetyczne ageLOC, które zapewniają widoczne, odczuwalne i udowodnione naukowo korzyści, aplikację połączoną z Internetem rzeczy, która będzie Twoim przewodnikiem, a także spersonalizowaną technologię mikroprądu adaptacyjnego zintegrowaną z urządzeniem, by komfortowo dopasowywać intensywność prądu do przewodności skóry w czasie rzeczywistym.

Zalety:

- Rewitalizacja, odnowa i relaks
- Ekskluzywne urządzenie
- Aplikacja połączona z Internetem rzeczy

Zawartość zestawu

- 1x urządzenie ageLOC WellSpa iO
- 1x ageLOC Body Serum
- 1x ageLOC Body Activating Gel

KORZYSTNE DZIAŁANIE REWITALIZUJĄCE

Dzięki urządzeniu ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum:

- Rewitalizuje wygląd skóry, wzmacniając uczucie pewności siebie.
- Zaprojektowany dla skóry z widocznym cellulitem – pomaga wyraźnie ujędrnić i konturować skórę, by wyglądała na wygładzoną i pełną blasku.
- Wyraźnie ujędrnia i napina skórę na udach, brzuchu i ramionach, nadając jej bardziej młodzieńczy wygląd.
- Pomaga odżywiać skórę, aby była nieskazitelna, gładka i wyglądała zdrowiej.
- Pomaga zniwelować efekt wiotczącej skóry, widocznie poprawiając jej sprężystość i kontur.
- Wyrównuje koloryt skóry, nadając jej wyraźnie rozświetlony wygląd.
- Nawilża i pomaga zredukować efekt pomarszczonej skóry.
- Zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry u źródła, aby zachować młody wygląd i zniwelować oznaki upływu czasu dzięki mieszance składników ageLOC.

KORZYSTNE DZIAŁANIE ODNAWIAJĄCE

Dzięki urządzeniu ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel:

- Przywraca ogólne lepsze samopoczucie i dobrą kondycję.
- Przesuwanie urządzenia po skórze zapewnia jej masaż, który pomaga poprawić krążenie w warstwach skóry i tkance łącznej.
- Dzięki ruchom masującym pomaga redukować opuchliznę, by skóra wyglądała na wygładzoną.
- Wspiera ogólne dobre samopoczucie, by pomóc Ci wyglądać i czuć się lepiej.
- Pomaga poczuć większą równowagę i harmonię.
- Zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry u źródła, aby zachować młody wygląd i zniwelować oznaki upływu czasu dzięki mieszance składników ageLOC.

KORZYSTNE DZIAŁANIE RELAKSACYJNE

Dzięki urządzeniu ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel:

- Wspiera ciało, by zapewnić Ci lepsze samopoczucie przed i po treningu.
- Zapewnia wspianą manualny masaż przed treningiem, by pobudzić mięśnie i przygotować je do wysiłku.
- Zapewnia wspianą manualny masaż po treningu, by pomóc rozluźnić obolałe mięśnie i zrelaksować ciało.
- Pomaga odświeżyć się i zrelaksować po długim dniu.

ZALETY URZĄDZENIA

- Powierzchnia urządzenia zapewnia komfortowe i bezproblemowe stosowanie.
- Wyjątkowy design metalicznych końcówek, który został zgłoszony do opatentowania w USA, optymalizuje przepływ prądu i pomaga zapewnić skórze płynny, komfortowy manualny masaż, jednocześnie ją stymulując. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by doskonale dopasowywać się do konturów ciała i gładko przesuwać się po skórze.
- Zgłoszony do opatentowania¹ dwufazowy, pulsujący mikroprąd adaptacyjny nieustannie i komfortowo dostosowuje się do skóry w czasie rzeczywistym, zapewniając za każdym razem zoptymalizowaną sesję WellSpa iO dostosowaną tylko do Ciebie.
- Silikonowy rękaw został zaprojektowany tak, by ułatwić czyszczenie i maksymalnie ograniczyć bałagan.

SKŁADNIKI:

AGELOC BODY SERUM

Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoyl Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

STOSOWANIE

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w instrukcji obsługi systemu ageLOC WellSpa iO oraz z instrukcjami użytkowania w aplikacji Vera.

Niezależnie od tego, którą rutynę wybierzesz, nasze luksusowe produkty bez spłukiwania ze składnikami ageLOC będą zwalzczać widoczne oznaki starzenia się skóry, by pomóc Ci zachować młodzieńczy wygląd.

ZABIEG REWITALIZUJĄCY (URZĄDZENIE AGELOC WELLSPA iO + AGELOC BODY SERUM)

Stosować od trzech do siedmiu razy w tygodniu. Po oczyszczeniu skóry pod prysznicem przy użyciu ageLOC Body Polish i wytarciu jej do sucha nałożyć odpowiednią ilość ageLOC Body Serum na wybrane obszary (np. górną część ramion, górną część ud, pośladki lub brzuch) i rozpocząć sesję z ageLOC WellSpa iO. Delikatnie przesuwać urządzenie po skórze w górę ku środkowej części ciała, a następnie z powrotem w dół, wykonując powolne, okrężne ruchy. W razie potrzeby ponownie nałożyć serum, aby zapewnić gładkie, ciągłe połączenie między skórą a urządzeniem. Pozostałości serum wmasować w skórę. Na koniec nałożyć ageLOC Dermatic Effects, wmasowując produkt pewnymi, okrężnymi ruchami do góry.

ZABIEGI ODNOWY I RELAKSU (URZĄDZENIE AGELOC WELLSPA iO + AGELOC BODY ACTIVATING GEL)

Nałożyć odpowiednią ilość ageLOC Body Activating Gel na oczyszczoną skórę wybranych partii ciała. Stosować w połączeniu z urządzeniem ageLOC WellSpa iO.

W przypadku zabiegu odnowy delikatnie przesuwać urządzenie po danym obszarze ciała długimi pociągnięciami w górę. Następnie obrócić urządzenie, aby przejść do kolejnej partii ciała, aż cały obszar zostanie poddany rutynie. Pozostałości żelu wmasować w skórę. Używać nie więcej niż raz dziennie.

W przypadku zabiegu relaksującego delikatnie przesuwać urządzenie po danym obszarze ciała powolnymi, okrężnymi ruchami w górę, zwracając szczególną uwagę na partie, w których ciało jest napięte. Następnie obrócić urządzenie, aby przejść do kolejnej partii ciała, aż cały obszar zostanie poddany rutynie. Pozostałości żelu wmasować w skórę. Używać nie więcej niż raz dziennie.

Producent:

NuSkin USA
Corporate Office
75 West Center
Provo, UT 84601