

Betamix AdhesionBarrierGel, żel , 1 szt



cena: 549,00 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 10 ml |
| Kategoria | Wyrób medyczny |
| Postać | żel |
| Producent | Betatech Medical |
| Substancja czynna | Kwas hialuronowy (Acidum hyaluronicum) |
| Wysyłka | 1-3 dni |

Opis produktu

Betamix to przezroczysty, płynny żel, który jest wskazany do zapobiegania powstawaniu lub zmniejszania zrostów pooperacyjnych.

Betamix działa jako tymczasowa bariera ochronna oddzielająca tkanki i narządy podczas fazy regeneracji po zabiegu chirurgicznym i ogranicza zwłóknienie oraz redukuje powstawanie zrostów pooperacyjnych. Betamix składa się z kwasu hialuronowego, który występuje naturalnie w organizmie jako składnik tkanki łącznej, śródbłonkowej i nabłonkowej. Żel po umieszczeniu wewnątrz ciała pozostaje w miejscu aplikacji przez ok. 14 dni i chroni przed zrostami w okresie pooperacyjnym. Betamix nie jest pirogeny i nie zawiera żadnych barwników.

Główne cechy:

- Żel kwasu hialuronowego
- Zapobiega zrostom
- Całkowicie wchłaniaalny

Składniki w jednej ampułce:

Kwas hialuronowy (Hyaluronic Acid) - 2.0 mg
Kwas hialuronowy - usieciowiony (Hyaluronic Acid cross - linked) - 20.0 mg
Chlorek sodu - 6.9 mg
Woda do iniekcji - 1.0 ml

Zalety produktu:

- Gotowy do użycia z precyzyjnym aplikatorem
- Zapewnia dokładne pokrycie miejsca operowanego
- Bezbarwny, przezroczysty żel
- Zapobiega lub ogranicza tworzenie się zrostów
- Bezpieczny, naturalny i wchłaniany
- Szybka i łatwa aplikacja
- Korzystny stosunek jakości do ceny
- **Nie wymaga specjalnych warunków przechowywania temperaturowego.**

Betamix wskazania:

- chirurgia jamy brzusznej i miednicy
- chirurgia ścięgien i nerwów
- chirurgia kręgosłupa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

