

# Bezprzewodowy laktator elektroniczny NENO BELLA

cena: 219,00 PLN



## Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	NENO
Wysyłka	1-2 dni
Zastosowanie	Elektryczny laktator pojedynczy

## Opis produktu

**Neno Bella to bezprzewodowy laktator**, który może być użyty przez młodą mamę wszędzie. Możesz odprowadzać mleko w pracy, na wakacjach czy w podróży. W zestawie z laktatorem dołączona jest butelka na mleko, dzięki czemu możesz zacząć korzystanie z urządzenia po wyjęciu go pudełka.

### ŁATWE ŁADOWANIE

Akumulator laktatora jest ładowany poprzez przewód USB, dzięki czemu możesz naładować go wszędzie za pomocą Twojego powerbanku.

### WYSOKIEJ KLASY WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz laktatora Neno Bella jest przejrzysty i czytelny, pokazując ci włączony tryb, wybrany stopień siły odsysania, pozostały czas pracy urządzenia i stan baterii. Obsługa urządzenia jest łatwa i przyjemna dzięki czterem dużym przyciskom.

### ZBUDOWANY Z MYŚLĄ O WYGODZIE

Obsługa Neno Bella odbywa się za pomocą panelu dotykowego, na którym jasno i wyraźnie widać wszystkie informacje. Dodatkowo, laktator zapamiętuje ostatnie ustawienia.

### STYMULACJA

Przed odprowadzeniem pokarmu, laktator Neno Bella pobudza gruczoły mlekne w piersi, zapewniając lepszy przepływ mleka.

### ŁATWY W UŻYCIU

Wystarczy jedno kliknięcie. Laktator Neno Bella automatycznie przełącza się z trybu stymulacji piersi do trybu pobierania pokarmu. Dodatkowo urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie 30 minut.

### ZDROWIE TWOJE I DZIECKA

Dzięki Neno Bella nie musisz budzić śpiącego dziecka, gdy odczuwasz potrzebę odprowadzenia pokarmu. Odciągnięte mleko możesz wykorzystać przy kolejnym karmieniu, dbając o zdrowy sen dziecka i higienę Twoich piersi.

### UNIWERSALNY

Laktator Neno Bella może być użyty przy różnych rozmiarach piersi, dzięki czemu każda młoda mama może bez obaw wybrać to urządzenie.

### ŁATWA STERYLIZACJA

Elementy laktatora należy regularnie czyścić i poddawać dezynfekcji. Możesz zrobić to z użyciem wrzącej wody lub sterylizatora

parowego, którego używasz do dezynfekcji butelek na mleko dla dziecka.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Podmiot odpowiedzialny:

KGK TRADE sp. z o.o. sp. k  
Ujastek 5b, 31-752 Kraków

## Galeria

