

IMUTEST ALERGIA kot

cena: 79,90 PLN



Opis słownikowy

| | |
|-----------|-------------------------|
| Kategoria | Wyrób medyczny |
| Producent | DIATHER sp. z o.o sp.k. |
| Wysyłka | 1-2 dni |

Opis produktu

IMUTEST ALERGIA kot (1 test) domowy, kasetkowy test do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE, skierowanych przeciwko głównemu alergenowi kota – uteroglobulinie – Fel d1 znajdującego się w ślinie oraz w gruczołach łojowych kota.

ZASTOSOWANIE

IMUTEST ALERGIA kot to prosty, bezpieczny i dokładny sposób na wykrycie we krwi wysokiego poziomu przeciwciał zwanych immunoglobulinami E (IgE). Wysoki poziom swoistych przeciwciał klasy IgE związany jest ze zwiększoną podatnością na alergię, np. na alergię na główny alergen kota. Niewielka próba krwi pobierana jest w sposób higieniczny i bezbolesny.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

IMUTEST ALERGIA kot – test wykrywający nadwrażliwość na główny alergen kota – uteroglobulinę (sekretoglobinę) oznaczony symbolem Fel d1. Alergen obecny jest w wydzielinie gruczołów ślinowych i łojowych, włosach, sierści i skórze. Alergia na główny alergen kota – Fel d1 jest znaczącą przyczyną rozwinięcia się w przyszłości astmy. Uzyskane za pomocą testu wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP). Czułość testu względem referencyjnej metody laboratoryjnej wynosi 97% , swoistość - 100%. Test można wykonać o każde porze roku. W czasie wykonywania testu nie muszą występować objawy alergii. Przed użyciem produktu nie ma konieczności odstawienia żadnych leków w tym przeciwalergicznym. Za pomocą testu można wykonać badanie u pacjentów w każdym wieku, w tym u małych dzieci. IMUTEST ALERGIA kot zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci).

WSKAZANIA DO WYKONANIA IMUTEST ALERGIA kot

- objawy astmatyczne (świszczący oddech, kaszel, spastyczność oskrzeli)
- kichanie, nieżyt nosa
- swędzące, łzawiące i opuchnięte oczy
- reakcje anafilaktyczne
- alergiczne objawy skórne (pokrzywka, świąd, rumień)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 saszetka z testem kasetkowym
1 sterylny nakłuwacz
1 kapilara
1 odczynnik
instrukcja użycia

SCHEMAT UŻYCIA

otrzymanie próbki krwi za pomocą sterylnego nakłuwacza dołączonego do zestawu
pobranie próbki krwi za pomocą kapilary dołączonej do zestawu
wprowadzenie pobranej próbki krwi do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej
wprowadzenie odczynnika do większego okienka w kasecie testowej
odczekanie 15 minut i odciągnięcie niebieskiego suwaka w kasecie testowej
odczytanie i interpretacja wyniku

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER sp. z o.o sp.k.
Twarda 1/14
00-114 Warszawa