

Vitafon moduł wibroakustyczny Gorset



cena: 2 300,00 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-----------|-----------------|
| Kategoria | Sprzęt medyczny |
| Producent | Vitafon |
| Wysyłka | 1-3 dni |

Opis produktu

Vitafon moduł wibroakustyczny Gorset

Rozmiar L oraz XL dostępny dopiero w przyszłym roku.

Gorset OWZO jest częścią składową urządzenia wibroakustycznego Vitafon AKTIV i nie wchodzi w skład podstawowego wyposażenia.

Nowoczesne urządzenie wibroakustyczne Vitafon Aktiv w zestawie z gorsetem do fonowania obszaru nerek(K), wątroby(M), i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa(E3,E4,E31)

Gorset służy do kompensacji deficytu mikrowibracji za pomocą zewnętrznego źródła oddziaływania wibroakustycznego w okolicach nerek(K), wątroby(M), i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa(E3,E4,E31). Gorset stosowany jest w połączeniu z modułem sterującym urządzenia Vitafon AKTIV, który nabywany jest poprzez kupno podstawowego zestawu urządzenia Vitafon AKTIV.

GORSET - ZALETY

Gorset umożliwia wykonywanie zabiegów w pozycji leżącej, stojącej, siedzącej, a także daje możliwość poruszania się po mieszkaniu i wykonywaniu prac domowych. Oszczędza to dużo czasu.

Ze względu na łatwość użytkowania gorset pozwala na regularne i częste przeprowadzanie zabiegów, co poprawia długoterminowe efekty terapii wibroakustycznej. Regularne stosowanie poprawia wydajność, samopoczucie i jakość życia.

W gorsecie umieszczono dwanaście (12) wibrofonów. Podczas używania gorsetu nie ma konieczności wielokrotnego ich przesuwania z jednego miejsca w drugie, co pozwala na skrócenie czasu i uproszczenie zabiegów.

Dzięki elastycznym paskom gorset idealnie dopasowuje się do ciała. Można go nosić pod ubraniem.

Zalecane schematy fonowania w przypadku niektórych schorzeń (np. zwyrodnienia stawu kolanowego i / lub biodrowego) obejmują oprócz obszaru patologii również okolice nerek (K), kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (E3, E4, E31), które są zawarte w programie gorsetu wibroakustycznego.

Dzięki temu stosując gorset można uprościć proces fonowania. Po wykonaniu programu z gorsetem, fonowanie obszaru patologii (np. stawu kolanowego) odbywa się za pomocą bloku sterującego Vitaфон AKTIV oraz wibrofonów podwójnych lub poczwórnych.

Schematy fonowania w leczeniu schorzeń przy użyciu gorsetu podane są w rozdziale „Metodyki leczenia przy zastosowaniu gorsetu wibroakustycznego”

WYBÓR ROZMIARU

Gorsety produkowane są w trzech rozmiarach w zależności od obwodu pod biustem lub obwodu w pasie. Mankiety wątrobowe i lędźwiowe są takie same dla wszystkich rozmiarów.

Aby dobrać rozmiar gorsetu, zmierz obwód pod biustem (na poziomie splotu słonecznego) i obwód talii (na środku brzucha) i wybierz największą wartość.

Tabela rozmiarów:

Prosimy o wpisanie wybranego rozmiaru w komentarzu do zamówienia

M 75–90 cm

L 90–108 cm

XL 105–135 cm

Podmiot odpowiedzialny:

Vitaфон Polska
Stanów Zjednoczonych 51/309
04-028 Warszawa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

