


ZESTAW SPECJALISTYCZNYCH MANKIETÓW MOCUJĄCYCH



cena: 150,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Producent	Vitaфон
Wysyłka	2-3 dni

Opis produktu

Instrukcja obsługi mankietów mocujących:

mankiet służy do indywidualnego użytku i stosowany jest do mocowania na ciele przetworników urządzeń Vitaфон.

Mankiet umieszcza się pod ubraniem lub na wierzchu odzieży z cienkich tkanin.

Mankiet składa się z dwóch mocujących części oraz mocowanego paska przedłużającego.

Części mocujące wyposażone są w kieszonki na przetworniki.

Aby użyć mankietów, należy:

- umieścić przetworniki do kieszonek mankietu,
- zamocować mankiet na ciele tak, aby przetworniki znalazły się nad wybranymi obszarami.

W skład zestawu wchodzi:

- część mocująca, 3 sztuki,
- pasek przedłużający, 1 sztuka,
- instrukcja obsługi,
- opakowanie.

Podmiot odpowiedzialny:

Vitaфон Polska
Stanów Zjednoczonych 51/309
04-028 Warszawa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.