

Ozonea Linum 100 ml olej lniany z pipetką



cena: 50,07 PLN

Opis słownikowy

Producent	OZONFIX
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Ozonea Linum Oliwa lniana ozonowana 100ml

OZONEA LINUM ma bardzo zbliżone właściwości biobójcze jak czysty ozon.

OZONEA LINUM spełnia warunki normy PN-EN 1040:2006: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

Produkt jest jałowy OZONEA LINUM posiada właściwości silnie utleniające i może być wykorzystywany do niszczenia mikroorganizmów chorobotwórczych: bakterii, grzybów i wirusów. Ma lepsze działanie biobójcze niż oliwa ozonowana OZONFIX. Silne utlenia histaminę i bilirubinę bezpośrednio w miejscu wchłonięcia się. Uwalniające się jony tlenu stymulują wytworzenie cytokin, przyspieszają ziarninowanie się ran. Uelastycznia naskórek.

Zastosowanie:

- WYŁĄCZNIE do zastosowania zewnętrznego na skórę, paznokcie, błony śluzowe.
- można stosować wszędzie tam gdzie istnieje zagrożenie rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych: grzybów, bakterii i wirusów. Wspomaga proces rewitalizacji skóry i błon śluzowych.
- można stosować na skórę pozbawioną naskórka
- można stosować przy odparzeniach pieluszkowych, poparzeniach różnego rodzaju, również po radioterapii, przy odmrożeniach.
- przy odleżynach i przy zespole stopy cukrzycowej, również profilaktycznie.
- można stosować na świeże rany pooperacyjne, szybciej się rewitalizują. Błyskawiczna dezaktywacja wirusów opryszczki, nie pozwoli wytworzyć się zewnętrznej zmianie np. na ustach, w nosie, a jeżeli już jest to przyspieszy rewitalizację.
- można stosować przy zapaleniu błon śluzowych jamy ustnej i przyzębia oraz częściach intymnych (afty, pleśniawki, grzybice, powikłania bakteryjne, rany okołoporodowe) oraz przy zapaleniu ucha.

- po zastosowaniu na wylewy podskórne, przyspiesza ich wchłanianie i nie tworzą się siniaki.

Sposoby aplikacji:

Dezynfekcyjnie na zmiany skórne, otarcia, OZONEA LINUM nanieść na powierzchnię dezynfekowaną delikatnie wetrzeć do momentu całkowitego wchłonięcia przez skórę lub pozostawić przez parę minut w przypadku braku naskórka. Na głębokie uszkodzenia skóry należy nanieść OZONEA LINUM w sposób jałowy za pomocą zintegrowanego z opakowaniem kroplomierza - pipety. Dla lepszego działania preparatu rana powinna być czysta i pozbawiona tkanek martwiczych.

Stosować 2 do 3 razy dziennie przez okres minimum 5 dni. Przy ranach płytkich można nie stosować opatrunku. Przy ranach głębokich można stosować do tzw. opatrunków mokrych poprzez nasączenie OZONEA LINUM jałowej gazy lub tamponu.

Działania niepożądane:

Preparat działa przeciwhistaminowo nawet przez skórę. Zaczerwienienie po zastosowaniu może świadczyć o silnej reakcji z histaminą. Zaczerwienienie powinno ustąpić po kilkudziesięciu minutach bez odczucia dyskomfortu.

Pożknięcie OZONEA LINUM skutkuje wyjąłowieniem przewodu pokarmowego i biegunką. Należy zastosować probiotyki.

Przechowywanie:

Przechowywać bez dostępu światła i wody w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Składniki:

Nienasycone kwasy z rodziny $\Omega 3$ i ich ozonidy oligomeryczne (polinadtlenki). (Olej lniany ozonowany.) Zawartość ozonu w postaci związanej z kwasami tłuszczowymi ca 4,91g/l

Producent: ENERGOMAT R. Matuszewski